

## Anticorpo Monoclonale Anti-Junb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17275

Numero articolo: CM0010949

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-JunB di alta qualità convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia il fattore di trascrizione umano JunB (sottounità AP-1); 36 kDa. Ideale per studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | JunB Rabbit mAb                                                                                            |
| Note/Alias            | AP-1; JunB                                                                                                 |
| Specie                | Umano                                                                                                      |
| Gene ID (Umano)       | 3726                                                                                                       |
| Gene ID               | 3726                                                                                                       |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di JunB umano (P17275) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                      |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                      |
| SWISS                 | P17275                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 36kDa                                                                                                      |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                         |