

Anticorpo Policlonale Anti-Junb Per Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Numero articolo: CM0027475

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce JunB umano (sottounità del fattore di trascrizione AP-1) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione genica e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	JunB Rabbit pAb
Note/Alias	AP-1; JunB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3726
GeneID	3726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di JunB umano (NP_002220.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17275
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio