

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Junb Per Wb, Elisa - P17275

Numero articolo: CM0017891

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione umano JunB, componente chiave di AP-1. Prodotto con immunogeno ricombinante; adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per studi sulla regolazione genica e l'attività dei fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	JunB Rabbit pAb
Note/Alias	AP-1; JunB
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3726
GeneID	3726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di JunB umano (NP_002220.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P17275
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio