


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-JunD Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Numero articolo: CM0012225



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-JunD validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Rileva JunD umano, murino e di ratto (35 kDa). Per la ricerca sul fattore di trascrizione AP-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-JunD
Note/Alias	AP-1; JunD
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3727
GeneID	3727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-141 di JunD umano (P17535).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17535
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio