


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-JunD Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Numero articolo: CM0018683



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per JunD (subunità di AP-1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva JunD umano, murino e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	JunD pAb di coniglio
Note/Alias	AP-1; JunD
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	3727
ID del gene	3727
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di JunD umano (NP_005345.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17535
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante