

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-K-Cadherin (Cdh6) Per Wb, Elisa - P55285

Numero articolo: CM0012567



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato alla K-Cadherin umana (CDH6). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sull'adesione cellulare, rene e cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	K-Cadherin (CDH6) mAb Coniglio
Note/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
Specie	Umano
GeneID	1004
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 691-790 della K-Cadherin umana (CDH6) (P55285)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55285
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio