

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-K-Cadherina (Cdh6) Per Wb, Elisa - P55285

Numero articolo: CM0029363



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la K-Cadherina (CDH6) umana, ideale per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di 88kDa. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	K-Cadherina (CDH6) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CAD6; KCAD; K-Cadherina (CDH6)
Specie	Uomo
GenelD (umano)	1004
GenelD	1004
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della K-Cadherina umana (K-Cadherina (CDH6)) (NP_004923.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55285
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio