

Anticorpo Policlonale Anti-Kaiso/Zbtb33 - Q86T24

Numero articolo: CM0013696



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Kaiso/ZBTB33, validato per applicazioni WB, ELISA e ChIP. Rileva la proteina Kaiso endogena nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per l'immunoprecipitazione della cromatina e gli studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Kaiso/ZBTB33 pAb di coniglio
Note/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	10009
ID del gene	10009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 523-672 di Kaiso/Kaiso/ZBTB33 umano (NP_006768.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q86T24
Peso molecolare	74 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante