

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kaiso/Zbtb33 Per Wb, If/Icc, Icc, Ip, Elisa - Q86T24

Numero articolo: CM0012309



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Kaiso/ZBTB33 umano (ZNF348), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Adatto per lo studio della regolazione trascrizionale, della segnalazione Wnt e dei meccanismi epigenetici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Kaiso/ZBTB33 mAb Coniglio                                                                                                |
| Note/Alias            | ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33                                                                                          |
| Specie                | Umano                                                                                                                    |
| Gene ID (Umano)       | 10009                                                                                                                    |
| Gene ID               | 10009                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 573-672 di Kaiso/ZBTB33 umano (Q86T24). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Ratto                                                                                                             |
| SWISS                 | Q86T24                                                                                                                   |
| Peso Proteico         | 74KDa                                                                                                                    |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                       |