

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kal1 Per Wb, If-P, Elisa - P23352

Numero articolo: CM0019956



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'Anosmina-1 umana (KAL1). Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo del bulbo olfattivo e della sindrome di Kallmann.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KAL1 Rabbit pAb
Note/alias	HH1; HHA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	3730
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della KAL1 umana (NP_000207.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23352
Peso della proteina	76 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante