


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Callicreina 10 (Nes1/Prssl1) Per Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Numero articolo: CM0009525



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro la callicreina 10 umana (NES1/PRSSL1; O43240). Adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sui biomarcatori del carcinoma mammario, ovarico e prostatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Kallikrein 10/K10 Rabbit mAb
Note/Alias	NES1; PRSSL1
Specie	Umana
ID genico (umano)	5655
ID genico	5655
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 43-276 della KLK10 umana (NP_665895.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O43240
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico