


Anticorpo Policlonale Anti-Callicreina-5 (KLK5) Per Wb E Elisa - Q9Y337

Numero articolo: CM0027709



introduzione

Anticorpo policlonale anti-KLK5 di coniglio di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, mouse e ratto. Ideale per studi sulla desquamazione e la ricerca sulle proteasi seriche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLK5 Rabbit pAb
Note/Alias	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	25818
GeneID	25818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-177 della KLK5 umana (NP_036559.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y337
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio