

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kallikrein 8 Per Wb, IHC-P, Elisa - O60259

Numero articolo: CM0005914



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Kallikrein 8 umana (Neuropsina) validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Adatto per la ricerca in neuroscienze, biologia cutanea e oncologia. Reagisce con campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Kallikrein 8
Note/Alias	NP; HNP; NRPN; PRSS19; TADG14; Kallikrein 8
Specie	Umana
GeneID (umano)	11202
GeneID	11202
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 161-260 della Kallikrein 8 umana (O60259).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O60259
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante