


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kank2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

Numero articolo: CM0021372



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KANK2 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Mira a una proteina coinvolta nella regolazione della trascrizione, nell'apoptosi e nell'organizzazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KANK2 Rabbit pAb
Note/Alias	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25959
ID Gene	25959
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di KANK2 umano (NP_001129663.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q63ZY3
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio