

Anticorpo Policlonale Anti-Kansl3 Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q9P2N6

Numero articolo: CM0030889

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro KANSL3 umano, validato per Western blot ed ELISA. KANSL3 è un componente chiave del complesso acetiltransferasi NSL per istoni, coinvolto nella regolazione della cromatina e nella stabilizzazione dei microtubuli. Ideale per la ricerca in epigenetica e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KANSL3 Rabbit pAb
Note/Alias	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Specie	Umano
GeneID (umano)	55683
GeneID	55683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di KANSL3 umano (NP_001108488.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9P2N6
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio