


Anticorpo Policlonale Anti-Kap1/Trim28 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13263

Numero articolo: CM0020732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KAP1/TRIM28 di alta qualità validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Rileva KAP1/TRIM28 in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia della cromatina, la regolazione della trascrizione e la segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	KAP1/TRIM28 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Specie	Uomo
ID gene	10155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 576-835 di KAP1/TRIM28 umano (NP_005753.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13263
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio