

Anticorpo Monoclonale Anti-Karioferina B3 (Ipo5) Per Wb, Elisa - O00410

Numero articolo: CM0007438



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio specifico per la Karioferina $\beta 3$ (IPO5/Importina-5) umana. Validato per WB e ELISA con reazione crociata per topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleare e sulle importine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Karioferina $\beta 3$ (IPO5) Rabbit mAb
Note/Alias	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karioferina $\beta 3$ (IPO5)
Specie	Umana
GeneID	3843
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 della Karioferina $\beta 3$ (IPO5) umana. (NP_002262.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O00410
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio