


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kat13A / Src1 Per Wb, Ip, Elisa - Q15788

Numero articolo: CM0005898



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia KAT13A/SRC1 umano (coattivatore del recettore nucleare 1), adatto per Western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Utilizzato nella ricerca sulla segnalazione dei recettori nucleari e sulla regolazione della trascrizione. UniProt Q15788.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KAT13A / SRC1 Rabbit mAb
Note/Alias	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; KAT13A / SRC1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	8648
ID gene	8648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-750 di KAT13A / SRC1 umano (Q15788).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15788
Peso proteico	157 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio