

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kat1/Hat1 (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

Numero articolo: CM0011236



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KAT1/HAT1 umano (SWISS O14929), validato mediante knockout e adatto per WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio KAT1/HAT1
Note/Alias	KAT1; KAT1/HAT1
Specie	Umano
ID Gene	8520
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-400 di KAT1/HAT1 umano (NP_003633.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14929
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio