

Anti-Kat2A (Gcn5) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

Numero articolo: CM0020348



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KAT2A validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce KAT2A (GCN5) umana, murina e rat, una istone acetiltransferasi coinvolta nella regolazione epigenetica, nell'attivazione della trascrizione e nella pluripotenza delle cellule staminali. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KAT2A Rabbit pAb
Note/Alias	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2648
GeneID	2648
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	Q92830
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio