


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Kat2B/Pcaf Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q92831

Numero articolo: CM0003983



introduzione

CamelBio offre l'Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-KAT2B/PCAF, validato per WB, IP, IHC-P, ELISA. Rileva KAT2B/PCAF umano, murino e ratto, un'istone acetiltransferasi coinvolta nell'attivazione trascrizionale e nella regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KAT2B/PCAF Coniglio mAb
Note/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Specie	Umano
Gene ID	8850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 360-450 di KAT2B/PCAF umano (NP_003875.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q92831
Peso Proteico	93 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio