

Anticorpo Policlonale Anti-Kat5/Tip60 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92993

Numero articolo: CM0021805



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per KAT5/Tip60 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva KAT5 di origine umana, murine e ratto con un peso molecolare previsto di 59 kDa. Ideale per la ricerca sulla cromatina e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KAT5/Tip60 Rabbit pAb
Note / Alias	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; CPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
Specie	Uomo
Gene ID	10524
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di KAT5/Tip60 umano (NP_006379.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92993
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio