

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kat6B Per Wb, Elisa - Q8Wyb5

Numero articolo: CM0019731



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'acetiltransferasi degli istoni KAT6B umana. Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Utile per studi sulla trascrizione e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KAT6B Rabbit pAb
Note/Alias	qkf; MORF; MOZ2; GTPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B
Specie	Umana
ID del gene	23522
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della KAT6B umana (NP_001243398.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8WYB5
Peso della proteina	231 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante