


Anticorpo Policlonale Anti-Kat7 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95251

Numero articolo: CM0027797



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KAT7 (HBO1/MYST2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva KAT7 umano, murino e di ratto. Immunogeno ricombinante, 71kDa, O95251. Ideale per la ricerca sulla cromatina e sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KAT7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11143
ID Gene	11143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 55-193 del KAT7 umano (NP_008998.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95251
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio