

Anticorpo Monoclonale Anti-Kat8/Myst1/Mof Per If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H7Z6

Numero articolo: CM0010259



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato all'acetiltransferasi di istoni KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6). Adatto per applicazioni IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva umano e ratto. Utile per studi sulla regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KAT8/MYST1/MOF Rabbit mAb
Note/Alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84148
ID Gene	84148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-458 di KAT8/MYST1/MOF umano (Q9H7Z6).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H7Z6
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio