

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kat8/Myst1/Mof Per Wb, Elisa - Q9H7Z6

Numero articolo: CM0022020



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KAT8/MYST1/MOF umano per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Targetizza l'istone acetiltransferasi KAT8, un regolatore epigenetico chiave dell'acetilazione di H4K16 e della struttura della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KAT8/MYST1/MOF pAb di coniglio
Note/alias	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
Specie	Umano
GeneID (umano)	84148
GeneID	84148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di KAT8/MYST1/MOF umano (NP_892003.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H7Z6
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante