

Anticorpo Monoclonale Anti-Kat9/Elp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9T3

Numero articolo: CM0003499



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro KAT9/Elp3 (ELP3) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA e reattività crociata umano/topo/rattus. Mira alla subunità tRNA acetiltransferasi del complesso elongatore, essenziale per studi sulla modifica del tRNA e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KAT9/Elp3 Rabbit mAb
Note/Alias	KAT9; KAT9/Elp3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55140
GeneID	55140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-547 di KAT9/Elp3 umano (Q9H9T3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H9T3
Peso Molecolare Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio