

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Katnb1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bva0

Numero articolo: CM0023752

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega KATNB1 umano (p80 katanina), validato in WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sulla scissione dei microtubuli e sulla divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KATNB1 Rabbit pAb
Note/Alias	KAT; LIS6; KATNB1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10300
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400-500 del KATNB1 umano (NP_005877.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BVA0
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio