

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kbtbd3 Per Wb, Elisa - Q8Nab2

Numero articolo: CM0013357

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KBTBD3 umano, validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine contenenti domini BTB/kelch.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KBTBD3 Rabbit pAb
Note/alias	BKLHD3; KBTBD3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	143879
ID del gene	143879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-612 di KBTBD3 umano (NP_689646.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NAB2
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante