

Anticorpo Policlonale Anti-Kbtbd8 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfy9

Numero articolo: CM0022229

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro KBTBD8 umano (TA-KRP). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con mouse e ratto. Ideale per studi sul complesso ligasi E3 ubiquitina e ricerche sulla specificazione della cresta neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KBTBD8 Rabbit pAb
Note/Alias	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84541
GeneID	84541
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-280 del KBTBD8 umano (NP_115894.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Mouse, Ratto
SWISS	Q8Nfy9
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio