

Anticorpo Policlonale Anti-Kcna2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P16389

Numero articolo: CM0026641

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNA2 umano (Kv1.2, membro 2 della sottofamiglia A dei canali del potassio voltaggio-dipendenti). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Utile per studi sul trasporto ionico e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNA2 Rabbit pAb
Note/Alias	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3737
Gene ID	3737
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di KCNA2 umano (NP_004965.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P16389
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio