


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kcnab2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13303

Numero articolo: CM0023229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNAB2 umano (Kv-beta-2). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva la proteina KCNAB2 umana endogena (~41 kDa). Ideale per la ricerca in neuroscienze e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNAB2 Rabbit pAb
Note/Alias	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-40 di KCNAB2 umano (NP_003627.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13303
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio