

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcnab3 Per Wb E Elisa - O43448

Numero articolo: CM0015801

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla subunità beta-3 del canale del potassio voltaggio-dipendente umano (KCNA3). Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata murina. Adatto per ricerche nel campo delle neuroscienze e dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNAB3 Rabbit pAb
Note/Alias	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNA3
Specie	Umano
GeneID	9196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 285-404 del KCNA3 umano (NP_004723.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O43448
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio