


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnd2 Per Wb, Elisa - Q9Nzv8

Numero articolo: CM0028268



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCND2, prodotto utilizzando un immunogene proteico ricombinante (aa 501-630). Validato per WB ed ELISA; rileva KCND2 umano e murino. Utile per lo studio dell'eccitabilità neuronale e della funzione dei canali del potassio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCND2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RK5; KV4.2; KCND2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3751
Gene ID	3751
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 501-630 del KCND2 umano (NP_036413.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NZV8
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio