


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnd3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk17

Numero articolo: CM0024809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al KCND3 umano (KV4.3), adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della funzione dei canali del potassio di tipo A nel cervello e nel cuore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCND3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 521-655 del KCND3 umano (NP_004971.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UK17
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio