


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcne1 Per Wb, Elisa - P15382

Numero articolo: CM0017934



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KCNE1 validato per Western blot e ELISA. Adatto per campioni umani e di topo; bersaglia la subunità del canale del potassio cardiaco coinvolta nella sindrome del QT lungo. Ideale per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNE1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ISK; JLNS; LQT5; Mink; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Specie	Umano
GeneID	3753 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di KCNE1 umano (NP_000210.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P15382
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio