


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcne2 Per Wb, Elisa - Q9Y6J6

Numero articolo: CM0030350



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro KCNE2 (MiRP1), convalidato per WB ed ELISA. Riconosce KCNE2 umano e murino, una subunità regolatoria del canale del potassio coinvolta nella corrente cardiaca IKr. Ideale per la ricerca cardiovascolare e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCNE2 Rabbit pAb
Note/Alias	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9992
GeneID	9992
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del KCNE2 umano (NP_751951.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y6J6
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio