

Anticorpo Policlonale Anti-Kcnh1 Per Wb, Elisa - 095259

Numero articolo: CM0028629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNH1/EAG1 umano (O95259) per WB e ELISA, con reazione crociata con topo e ratto. L'immunogeno copre gli amminoacidi 813-962. Adatto per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome del Prodotto	KCNH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3756
GeneID	3756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 813-962 della KCNH1 umana (NP_002229.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95259
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio