


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnh2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12809

Numero articolo: CM0027999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNH2 umano (HERG, Kv11.1). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con cross-reattività verso il topo. Ideale per la ricerca sui canali cardiaci e neurologici. SWISS: Q12809.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNH2 Rabbit pAb
Note/Alias	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3757
ID Gene	3757
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 850-950 di KCNH2 umano (NP_000229.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q12809
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio