

Anticorpo Policlonale Anti-Kcnh6 Per Wb, Elisa - Q9H252

Numero articolo: CM0021673

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNH6 (Kv11.2) umano, un canale del potassio rettificante interno voltaggio-dipendente. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per studi sul trasporto ionico e la segnalazione cardiaca/neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNH6 Rabbit pAb
Note/Alias	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
Specie	Uomo
GeneID	81033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-220 di KCNH6 umano (NP_110406.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9H252
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio