


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnp2 Per Wb Ed Elisa - Q9Ns61

Numero articolo: CM0026233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce KCNIP2 (KChIP2) umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la modulazione dei canali del potassio di tipo A in cuore e cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNIP2 Rabbit pAb
Note/Alias	KCHIP2; KCNIP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30819
GeneID	30819
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di KCNIP2 umano (NP_775284.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NS61
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio