

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcnj12 Per Wb, Elisa - Q14500

Numero articolo: CM0016534

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti KCNJ12 umano (Kir2.2), un canale del potassio rettificatore entrante sensibile all'ATP. Validato per WB ed ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del potenziale di membrana a riposo e dell'eccitabilità neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNJ12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3768
GeneID	3768
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 354-433 del KCNJ12 umano (NP_066292.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14500
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio