

Anticorpo Policlonale Anti-Kcnj15 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99712

Numero articolo: CM0016681

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KCNJ15 di alta qualità convalidato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce KCNJ15 (Kir1.3/Kir4.2) umano, murino e ratto, un canale del potassio a rettificazione entrante. Ideale per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCNJ15 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
Specie	Umano
GeneID (umano)	3772
GeneID	3772
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 221-375 del KCNJ15 umano (NP_002234.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Umano, Mouse, Ratto	
SWISS	Q99712
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio