

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kcnj2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

Numero articolo: CM0014251



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-KCNJ2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce il canale del potassio rettificatore entrante Kir2.1 umano, di topo e ratto. Adatto per la ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio KCNJ2
Note/Alias	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3759
GeneID	3759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 318-427 di KCNJ2 umano (NP_000882.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63252
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio