


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnj4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48050

Numero articolo: CM0016396



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-KCNJ4 di coniglio di alta qualità, validato per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia il canale del potassio rettificatore interno KCNJ4 (Kir2.3) di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale Anti-KCNJ4
Annotazioni/Alias	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3761
GeneID	3761
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 del KCNJ4 umano (NP_004972.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48050
Peso proteico	50 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio