

Anticorpo Policlonale Anti-Kcnj5 Per Wb, Elisa - P48544

Numero articolo: CM0029244

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro KCNJ5 umano (GIRK4), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Il bersaglio è un canale del potassio rettificante inwards attivato da proteine G coinvolto nella funzione cardiaca ed endocrina. Ideale per la ricerca cardiovascolare e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KCNJ5 Rabbit pAb
Note/Alias	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3762
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di KCNJ5 umano (NP_000881.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48544
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio