

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kcnj6 Per Wb E Elisa - P48051

Numero articolo: CM0029276

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il canale del potassio rettificatore interno KCNJ6/GIRK2 umano. Convalidato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Adatto per studi sulla secrezione insulinica e sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNJ6 Rabbit pAb
Note / Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3763
ID gene	3763
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della KCNJ6 umana (NP_002231.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P48051
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio