


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Kcnk6 Per Wb E Elisa - Q9Y257

Numero articolo: CM0019296



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-KCNK6 di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione dei canali del potassio e dell'infalmasoma NLRP3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KCNK6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9424
ID Gene	9424
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 254-313 del KCNK6 umano (NP_004814.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y257
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio