


Anticorpo Policlonale Anti-Kcnk9 Per Wb E Elisa - Q9Npc2

Numero articolo: CM0016569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro KCNK9 (TASK-3) per Western blotting e ELISA; rivela campioni umani e di topo, con un peso predetto di 42 kDa; ideale per la ricerca sui canali ionici e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KCNK9 Rabbit pAb
Note/Alias	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	51305
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 265-374 della KCNK9 umana (NP_001269463.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NPC2
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio