

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Kcnn3/Sk3 Per Wb, Elisa - Q9Ugi6

Numero articolo: CM0007501

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro KCNN3/SK3 umano (KCa2.3), adatto per WB ed ELISA; cross-reattivo con il ratto. PM previsto 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-KCNN3/SK3
Note/Alias	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
Specie	Umana
ID Gene	3782
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 631-731 di KCNN3/SK3 umano (NP_002240.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Ratto
SWISS	Q9UGI6
Peso proteico	81 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio